

Probador de suelo de impacto CIST / 883-10kg / 20kg SDI



Comprobaciones de diseño sólido para la reparación de zanjas y la resistencia del suelo para construir herramientas de coeficiente de martillo de impacto (CHM) de Clegg

El 10 kg Clegg Impact Soil Tester es fabricado por SDI. Este modelo se puede utilizar para probar materiales duros como los trabajadores en la construcción de carreteras.

El probador se puede utilizar para recopilar datos y predecir los valores potenciales de transporte de carreteras con superficies delgadas.

El contenido de la prueba de Clegg es que el martillo cae 5 veces cuando se usa en cada sitio, y el cuarto valor de visualización se usa como el valor final de la medición.

Los coeficientes de superficie del pavimento flexible se midieron en megapascuales (MPa, unidad de presión) y se calcularon a partir del estudio original del Dr. Baden Clegg en el campo. Cuando el martillo golpea en la quinta caída, el lector muestra el coeficiente de Clegg medido, o CHM. El lector CIST/883 recopila las mediciones del sitio con hora y fecha y las transmite de forma inalámbrica a la computadora.

El martillo pesa 20 kg y tiene un diámetro de 130 mm. Para simplificar el transporte y la operación, el catéter tiene dos ruedas, equivalentes a un carro.

Si el cliente necesita un martillo de 10 kg, tendremos un martillo de 10 kg en lugar de 20 kg.

El lector está fijado a un conjunto de montaje ajustable que se puede subir, bajar y girar según lo requiera el usuario

CIST/883 10 Kg Especificaciones

CIST/883 especificaciones :-	Código de pedido:- CIST/883/ 10K/Almacenamiento/Azul
modelo (20 kg y 10 kg)	CIST/883/20K/Almacenamiento/Blu. (20 kg)OR CIST/883/10K/Almacenamiento/Blu. (10 kg)
La suite incluye	Martillo de impacto de 20 Kg, T word Pull Hand, catéter instalado, lector CIST/883 con Bluetooth™, martillo y cable conectado al lector, anillo de prueba, software Sdi para Microsoft, adaptador USB Bluetooth™ PC con Windows, manual de instrucciones, certificado
Presentación numérica (forma de número de carácter)	Clip en el catéter para el lector de pantalla vertical, fácil de ver
Leer el rango de valores	El valor IV (Impacto) es de hasta 110
Prueba de autoinspección del sitio	El anillo de prueba proporciona un valor de lectura de prueba de, por lo general, un funcionamiento normal de 22 IV-prompt.
energía	Fuente de alimentación baja de 3 V, necesita 2 pilas AA, batería alcalina/batería de hidruro de níquel-metal/batería de níquel-cadmio puede ser, la batería está instalada en la caja de la batería en la parte inferior del lector, grado de soldadura hasta IP67. La duración de la batería es de 12 meses.
Grado de batería	Se proporciona una nota en el botón de abrir
Encender y controlar	Botón de una sola pulsación. Apagado automático después de 5 minutos de visualización.
Almacén de datos en el lector	Memoria flash para hasta 10000 * 5 lecturas/copias. Cada registro incluye valores IV obtenidos de 5 martillos, hora, fecha de cada prueba, que indica la exactitud de los resultados de TENDENCIA aprobado/reprobado y CHM.
Modo de transmisión de datos	Transferencia de datos inalámbrica Bluetooth™. Sin cable, gratis para conectar a un Microsoft XP o una computadora portátil. (Proporcione Bluetooth U S B, dispositivo dongle disponible)
Tipo de archivo de datos en la transferencia	Tipo de archivo CSV, utilizado para su uso en software de terceros como Excel. Almacenamiento y salida de hasta 10,000 * 5 pruebas de caída.
CHM Leer valores mostrados	El software selecciona si mostrar el coeficiente de martillo de prueba de Clegg en el lector LCD
Lector de calidad asegura componente	El software puede habilitar selectivamente las operaciones de TENDENCIA para detectar lecturas entre el IV incorporado y notificará al usuario si la prueba falla (el lector muestra "ABORT")

software del sistema	La compañía SDI proporciona software para PC para una transmisión de datos conveniente, visualización de pruebas en tiempo real, ajuste de fecha y hora, y configuración e instalación. Es muy fácil de usar□
caja de almacenamiento de transporte	Número de modelo CIST/20/WTS/09. Cajas de madera, transportadas en transporte Para protección adicional.
Tamaño y peso aproximado	123x41x41cm□El instrumento pesa 30 Kg, y contiene el peso del embalaje es de 50 Kg.